

eSwab en urinebuizen hebben een beperkte houdbaarheid.

U vindt de uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking/buis. Controleer voor gebruik de vervaldatum.

**Vermeld naam en geboortedatum van de patiënt op het materiaal.**

URINE ONDERZOEK:	Inleveren DIAK-locatie	Post verzending
<b>Urine-sediment</b> Urine na mictie binnen 2 uur inleveren of verse urine op inleverlocatie laten produceren.		<p style="text-align: center;"><b>NIET</b> per post</p>
<b>Dysmorfe ery's:</b> Urine na mictie binnen 2 uur inleveren of verse urine op inleverlocatie laten produceren. <b><u>Niet inleveren op vrijdag:</u></b> <i>Doorn: na 12:00u, Utrecht en Zeist na 14:30u</i>		<p style="text-align: center;"><b>NIET</b> per post</p>
<b>Urinekweek</b> Midstream- urine in buis met geel/zwarte dop (CCM), of urine potje. <i>Bewaren in koelkast als direct insturen niet mogelijk is.</i>		 <p style="text-align: center;">of</p> 
<b>SOA PCR</b> (Chlamydia/GO/Trichomonas/Mycoplasma genitalium) 1 <sup>e</sup> straal urine in buisje met gele dop of urine potje <i>Bewaren in koelkast als direct insturen niet mogelijk is.</i>		 <p style="text-align: center;">of</p> 
<b>Antigeentest Legionella- en Streptococcus pneumoniae</b> Midstream- urine in buis met gele dop of urine potje. <i>Bewaren in koelkast als direct insturen niet mogelijk is.</i>		 <p style="text-align: center;">of</p> 
FECES ONDERZOEK:	Inleveren DIAK-locatie	Post verzending
<b>Calprotectine</b> Potje moet minimaal voor de helft gevuld zijn i.v.m. betrouwbaarheid resultaten. <i>Op dag van productie inleveren</i>		<p style="text-align: center;"><b>NIET</b> per post</p>
<b>iFOBT/occult bloed</b> Materiaal z.s.m. na productie inleveren tot inleveren in koelkast bewaren. <i>Op dag van productie inleveren</i>		<p style="text-align: center;"><b>NIET</b> per post</p>
<b>Bacterieel, Parasitair en Virologisch</b> Potje met rode deksel/lepel of bruine deksel/lepel. <b>Let op: doe potje niet te vol en draai goed dicht.</b> <i>Bewaren in koelkast als direct insturen niet mogelijk is.</i>		

**Contact gegevens KCHI**

Algemeen: 088 250 6534, keuze 2

Dienstdoende klinisch chemicus  
(overdag): 088-250 5994

**Contact gegevens MMI**

Algemeen: 088 250 6518

Dienstdoende microbioloog  
(overdag): 088-250 6036









**Materialen bestellen:**

Zie bestellijst

eSwab en urinebuizen hebben een beperkte houdbaarheid.

U vindt de uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking/buis. Controleer voor gebruik de vervaldatum.

**Vermeld naam en geboortedatum van de patiënt op het materiaal.**

eSwab afnamemedium:	Inleveren DIAK-locatie	Post verzending
<b>Banale kweek</b> eSwab met roze of oranje dop. Voor alle bacteriële, gist en schimmel kweken, zoals keel, neus, oog, oor, wond, huid, cervix, fluor, urethra enz. <i>Bewaren in koelkast als direct insturen niet mogelijk is.</i>	  <i>Standaard afname wat</i>	of   <i>Dunne afname wat</i>
<b>PCR onderzoeken</b> eSwab met roze of oranje dop. O.a. SOA, Bof, Influenza, repertoire, Herpers simplex, Borrelia, SARS-CoV-2, Varicella Zoster <i>Bewaren in koelkast als direct insturen niet mogelijk is m.u.v. SOA onderzoek, bewaren op kamertemperatuur</i>		
<b>Bacteriële vaginose</b> eSwab met roze of oranje dop <i>Bewaren in koelkast als direct insturen niet mogelijk is</i>		
<b>Kinkhoestwab</b> eSwab met blauwe dop. Voor kinkhoest PCR een diepe nasofarynxwat afnemen. <i>Bewaren in koelkast als direct insturen niet mogelijk is</i>	 	
<b>Fertiliteitsonderzoek</b>		<b>Inleveren DIAK-locatie</b>
<b>Semen</b> Alleen op afspraak. Utrecht: maandag t/m vrijdag. Zeist: alleen dinsdag Inleveren binnen 1 uur na productie Folder beschikbaar: <a href="https://www.diakonessenhuis.nl/folders/sperma-onderzoek">https://www.diakonessenhuis.nl/folders/sperma-onderzoek</a>		<b>NIET per post</b>
<b>Overig</b>	<b>Inleveren DIAK-locatie</b>	<b>Post verzending</b>
<b>Universeel steriel potje</b> Potje met rode deksel. Voor oa het kweken van sputa, vloeibare materialen zoals pus en punctaten, haren, nagels, weefsel enz. <i>Bewaren in koelkast als direct insturen niet mogelijk is</i>		<b>NIET per post</b>

**Contact gegevens KCHI**

Algemeen: 088 250 6534, keuze 2

Dienstdoende klinisch chemicus  
(overdag): 088-250 5994

**Contact gegevens MMI**

Algemeen: 088 250 6518

Dienstdoende microbioloog  
(overdag): 088-250 6036

**Materialen bestellen:**

Zie bestellijst